

TurnSafe 2

Ayuda para sentarse/levantarse y transferencias



Movilización y manejo seguro

Soporte para transferencias destinado a usuarios y cuidadores



Transferencias seguras, activas y cómodas

TurnSafe 2 es una ayuda ergonómica para sentarse/levantarse y para transferencias, con la función de giro integrada. Desarrollado en estrecha colaboración con profesionales sanitarios y usuarios, favorece tanto la independencia del usuario como la seguridad del cuidador.



Activa y brinda soporte

- > **Plataforma para los pies grande**, con superficie antideslizante y altura ajustable.
- > **Apoyos ajustables para las piernas**, en el plano horizontal y vertical.
- > **Asas robustas y ergonómicas**, que permiten al usuario participar activamente en la transferencia.



Fácil de usar y maniobrar

- > **Relativamente compacto y práctico**, fácil de tener siempre a mano.
- > **Sencillo de girar** y maniobrar en la mayoría de los espacios y situaciones.
- > **Freno de pie** en el lado del cuidador, que aporta estabilidad y seguridad.



Protege al cuidador

- > **Ayuda a reducir el riesgo de lesiones laborales** en los cuidadores.
- > **Se desmonta en tres piezas** para facilitar el transporte y el almacenamiento.
- > **Apto para múltiples escenarios de transferencias**: cama, silla de ruedas, inodoro.

Datos técnicos ▼

Peso total ▼	Diámetro plataforma ▼	Carga máx. (SWL) ▼	Altura Asa Inferior (usuario) ▼	Altura Asa Superior (cuidador) ▼	Altura soporte piernas ▼	Ajuste soporte piernas, pasos de ▼
15 kg	451 mm	150 kg	800-1146 mm	912-1259 mm	185-531 mm	50 mm

Invacare SAU
Av. del Oeste, 50 -1ª
46001, Valencia
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

