

TurnTable

Movilización y manejo seguro



Facilita el giro cuando se está sentado

Para transferencias en sedestación y bipedestación:
sencilla, eficaz y siempre a mano



TurnTable Soft

Facilita el giro al estar sentado

TurnTableSoft se utiliza principalmente en sillas y camas para facilitar el giro en posición sentada.

TurnTableSoft está formado por dos discos redondos con un material que reduce la fricción en su interior, lo que permite que los discos giren suavemente uno sobre el otro. El material es resistente a la suciedad.



TurnTable

Para realizar la transferencia de un usuario entre una silla de ruedas y una silla, el inodoro o la cama

Muchos usuarios tienen fuerza suficiente para mantenerse de pie, pero no la capacidad de mover los pies. En estos casos, TurnTableHard, que se coloca en el suelo bajo los pies del usuario, es una excelente ayuda y fácil de utilizar por el cuidador con más experiencia, útil para transferir a un usuario entre la silla y la silla de ruedas, entre la silla de ruedas y el inodoro, o de la silla de ruedas a la cama.

El cuidador puede guiar y frenar la transferencia manteniendo una parte de su pie apoyado sobre el TurnTableHard.



Datos técnicos ▼



Peso máx. (SWL) ▼



Diámetro ▼

Unidad ▼

TurnTable Soft		45 mm / 40 mm	1
TurnTable Ø38cm	135 kg	38 cm	1

Invacare SAU
Av. del Oeste, 50 -1ª
46001, Valencia
contactsp@invacare.com
www.invacare.es



Invacare International GmbH forma parte del grupo empresarial DHCare. Invacare International GmbH se reserva el derecho a modificar los modelos de productos existentes en cualquier momento. Las especificaciones de los productos pueden variar según la región. ©2026 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. TurnTable_ES_04092026