

EasyGlide

Tablas de transferencia



Transferencias y movilización seguras

Transferencias en posición sentada sin esfuerzo
para mayor independencia



Sentirse seguro y cómodo con EasyGlide

EasyGlide es una tabla de transferencia diseñada para realizar transferencias sentada más seguras y sin esfuerzo, hacia y desde sillas de ruedas, camas, inodoro y asientos de coche.

Disponible en dos modelos y en múltiples tamaños, EasyGlide está fabricada en polietileno de alta resistencia. Las versiones más largas son ideales para las transferencias entre la silla de ruedas y el coche. El modelo flexible de tres secciones incorpora laterales plegables que protegen la ropa del contacto con las ruedas de la silla.

Las esquinas redondeadas y la superficie lisa de baja fricción permiten colocar y retirar la tabla con facilidad. La doble banda antideslizante situada en la parte inferior mantienen la tabla firmemente en su posición durante la transferencia.



Fácil de transportar

Ligera y compacta - cabe en una bolsa o en el bolsillo de una silla de ruedas.



Muy práctica

Guía rápida integrada en la parte inferior para uso inmediato en cualquier situación.



Fácil de limpiar

Todas las superficies pueden limpiarse y desinfectarse con etanol al 70% o isopropanol al 45%.



- > **EasyGlide 5020 (600 x 330 mm)**
Tres secciones, plegable
Los laterales largos plegables evitan que la ropa entre en contacto con las ruedas de la silla durante la transferencia.



- > **EasyGlide 5050 (750 x 330 mm)**
Mayor longitud
Versión más larga, ideal para las transferencias entre la silla de ruedas y el coche, con el mismo diseño plegable.



- > **EasyGlide 5060 (600 x 250 mm)**
Compacta y versátil
Tabla de una sola pieza y diseño estrecho, ideal para las transferencias habituales entre la cama, la silla y el inodoro.



- > **EasyGlide 5070 (450 x 200 mm)**
Versión compacta
El modelo más compacto, fácil de transportar e ideal para las transferencias de corta distancia.

Datos técnicos ▼

				
	Largo ▼	Ancho ▼	Altura ▼	Cantidad ▼
EasyGlide 5020	600 mm	330 mm	5 mm	1
EasyGlide 5050	750 mm	330 mm	6 mm	1
EasyGlide 5060	600 mm	250 mm	5 mm	1
EasyGlide 5070	450 mm	200 mm	5 mm	1

Invacare SAU
Av. del Oeste, 50 -1ª
46001, Valencia
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare International GmbH forma parte del grupo empresarial DHCare. Invacare International GmbH se reserva el derecho a modificar los modelos de productos existentes en cualquier momento. Las especificaciones de los productos pueden variar según la región. ©2026 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. EasyGlide_ES_03082026

