

Cinturones

SystemRoMedic™



Apoyo en cada paso

Transferencias en sedestación, sentarse/levantarse, bipedestación y marcha



FlexiBelt

Cinturón de sujeción versátil para transferencias en sedestación y asistencia activa, diseñado para ofrecer comodidad y un agarre seguro en cualquier situación.

FlexiBelt facilita las transferencias de sentarse a levantarse y las transferencias en sedestación desde la silla de ruedas a la cama, el inodoro o el coche. También puede utilizarse en bipedestación y al caminar. El cinturón se coloca alrededor de la cintura o las caderas y cuenta con varias asas resistentes —verticales y horizontales— que permiten al cuidador un agarre firme y seguro desde cualquier posición.

El FlexiBelt clásico cuenta con una superficie interior de terciopelo de poliéster suave que proporciona comodidad durante todo el día. El material exterior de nailon, resistente, garantiza una larga vida útil del producto. La superficie interior con tratamiento antideslizante mantiene el cinturón firmemente en su sitio. Las costuras reforzadas en las zonas expuestas y un acabado de borde resistente aumentan su durabilidad.

> Asas ergonómicas

las asas verticales y horizontales proporcionan un agarre firme desde cualquier posición.

> Hebilla de conexión rápida

resistente, segura y fácil de abrir, ajustar y cerrar.

> Correa de ajuste

resistente y fácil de ajustar para un ajuste perfecto.



> Superficie interior suave

forro de terciopelo de poliéster para mayor comodidad del usuario durante un uso prolongado.

> Costuras reforzadas

puntadas adicionales en las zonas expuestas para una máxima durabilidad.

> Tratamiento antideslizante

la superficie interior evita que el cinturón se desplace durante la transferencia.

EasyBelt

Cinturón de sujeción robusto para transferencias en sedestación y asistencia activa, con material repelente a la humedad para su uso en entornos con requisitos higiénicos especiales.

EasyBelt facilita las transferencias de sentarse a levantarse y las transferencias en sedestación desde la silla de ruedas a la cama, el inodoro o el coche. También puede utilizarse en bipedestación y al caminar. El cinturón se coloca alrededor de la cintura o las caderas y cuenta con varias asas resistentes —verticales y horizontales— que permiten al cuidador un agarre firme y seguro en cualquier situación.

La superficie interior del EasyBelt está fabricada en nailon con recubrimiento de PU repelente a la humedad, ideal para su uso en entornos con humedad o con requisitos higiénicos especiales. Disponible en tallas de XS a L para adaptarse a un amplio abanico de usuarios.

> Superficie interior repelente a la humedad

nailon con recubrimiento de PU, adecuado para entornos con requisitos higiénicos especiales.

> **Disponible en tallas XS-L**
cuatro tallas para adaptarse a perímetros de cintura de 45 a 160 cm.

> Asas ergonómicas

las asas verticales y horizontales proporcionan un agarre firme desde cualquier posición.



> Hebilla de conexión rápida

resistente, segura y fácil de abrir, ajustar y cerrar.

Datos técnicos ▼

	Talla ▼	Medida ▼	Perímetro de cintura ▼	Asas ▼
FlexiBelt	S	105 cm	60–100 cm	7 uns.
	M	120 cm	70–120 cm	9 uns.
	L	135 cm	100–160 cm	11 uns.
	XL	150 cm	115–175 cm	13 uns.
EasyBelt	XS	75 cm	45–70 cm	5 uns.
	S	105 cm	60–100 cm	7 uns.
	M	120 cm	70–120 cm	9 uns.
	L	135 cm	100–160 cm	11 uns.

Invacare SAU
Av. del Oeste, 50 -1ª
46001, Valencia
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare International GmbH forma parte del grupo empresarial DHCare. Invacare International GmbH se reserva el derecho a modificar los modelos de productos existentes en cualquier momento. Las especificaciones de los productos pueden variar según la región. ©2026 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Belts_ES_09092026

