


## Invacare **Aqua H140, H141, H142, H143, H144, H145, H146**



- Asideros de pared en aluminio y plástico.
- Barras ergonómicas que garantizan una sujeción fácil y segura.
- Diámetro 350 mm.
- Se entregan con tornillería.
- Embalaje ideal para exposición de las barras H140 - H142.

### Piezas

- Kit de tornillería y embellecedores R6660WHITE
- Embellecedores R7785WHITE

## Invacare **Ocea H320/1**



- Barra de apoyo de plástico.
- Ofrece dos alturas de apoyo.
- Se entrega sin tornillería.
- Forma oval.

## Invacare **Revato**



Barra de acero, ofrece apoyo alrededor del lavabo y permite colgar toallas. Se entrega sin tornillería.  
Disponible en medidas estándar (**R7739**)

## Invacare **Stileo**

### Invacare **H170 stileo**

Largo : 290 mm  
Código : 1606999

### Invacare **H171 stileo**

Largo : 400 mm  
Código : 1526476

### Invacare **H172 stileo**

Largo : 500 mm  
Código : 1526477

**NUEVO**




- Barras de apoyo con ventosa, prácticas para tener soporte al entrar y salir de la ducha, de la bañera y del inodoro.
- La ventosa requiere una superficie plana, lisa y no porosa: baldosa sin decorados (de dimensiones superiores a 100 mm).
- Dos indicadores visuales permiten garantizar la correcta sujeción de la barra en la pared.



Largo 290 mm

Largo 400 mm

Largo 500 mm



## Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

	H142 a H146	R7739	H320/1	Stileo H170	Stileo H171	Stileo H172
Peso (kg)	0,3 a 0,9	5,5	0,18	0,35	0,5	0,6
Peso max.de usuario (kg)	100	135	115	30	30	30