



¡ Cojín de perfil Alto!

Cojín de espuma viscoelástica de perfil alto de 120 mm con memoria cuya forma se adapta al cuerpo del usuario. La espuma del cojín es termo sensible y se adapta a la anatomía del usuario, maximizando la superficie de contacto con el cuerpo al reducir los puntos de presión. El **Invacare Matrx Flo-tech Contour Visco** proporciona un nivel de confort óptimo y contribuye de forma eficaz a la reducción de los puntos de presión. Ha sido diseñado para pacientes con riesgo alto en el desarrollo de escaras.

Diseño original

Invacare Matrx Flo-tech Contour Visco brinda niveles óptimos de confort y optimiza la reducción de los puntos de presión. Su diseño original con una base de espuma de alta densidad le otorga mayor estabilidad y permite mantener su forma.

Características

Tres densidades de espuma viscoelástica para adaptarse al peso de cada usuario :

- Visco blando - usuario con un peso de hasta 51 kg
- Visco medio - usuario con un peso de hasta 76 kg
- Visco firme - usuario con un peso de hasta 102 kg
- Visco muy firme - usuario con un peso de hasta 125 kg

Características y opciones



166 tallas disponibles

El **Invacare Matrx Flo-tech Contour Visco** está disponible en un rango de 36x33 a 51x46 en 4 densidades diferentes (18 tallas en stock).

Funda

Tejido negro bi-elástico, impermeable, transpirable y repelente al agua. La base es antideslizante y con asa para su mejor manejo.

Datos técnicos

Altura	Peso	Peso máx. de usuario	Limpieza
 120 mm	 1,6 kg	 125 kg	 80°

Matrx Flo-tech Contour Visco

Fabricado según Normas Europeas :
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 cerilla y BS 7176 (Crib 5)