

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es



Yes, you can.

Alber **Sube escaleras**



Recuerde que es obligatorio rellenar el Certificado de Demostración del manejo del Sube Escaleras al usuario y remitirlo junto al pedido. Podrá encontrarlo adjunto a esta tarifa. Para más información consulte con el Departamento de Atención al Cliente.



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
ALBER - Scalamobil		
1520415	SCALAMOBIL S35. Sube escaleras electrónico Completo con asidero desmontable, batería 3,4 Ah (24V) integrada 4 ruedas con sistema de frenado automático al final del escalón. Incorpora sistema electrónico inteligente IQ. 7 programas de conducción a elegir o programación personalizada. Altura máxima de los escalones: 20 cm Cargador de batería incluido Peso máximo de usuario : 140 kg	4.995,00
1521111	SCALAMOBIL S38. Versión especial „escalones altos“ Permite subir escalones de hasta 25 cm de altura (no incorpora Sistema de programación inteligente IQ)	5.995,00
1521110	SCALAFLY S39. Versión especial para escalones de aviones de hasta 25 cm - Asiento integrado Anclajes para Scalamobil S35 IQ y S28	6.595,00
1457771	Kit de fijación estándar para S35 IQ, S28, S36*	244,80
1520417	Scalacombi S36* Versión con asiento integrado plegable Altura máxima de los escalones: 20 cm Incorpora sistema electrónico inteligente IQ. 7 programas de conducción a elegir o programación personalizada.	4.995,00
Accesorios para S35/S36		
1456265	Eje extraíble para seguir usando las ruedas originales de la silla con anclajes del Scalamobil - Buje estándar	158,10
1457764	Eje extraíble para seguir usando las ruedas originales de la silla con anclajes del Scalamobil - Freno tambor	438,60
1520389	Baterías adicional 3,4 Ah, 24V (para S35 y S36) para S35	187,68
1467584	Kit transporte ruedas (especificar diámetro de tubo de la silla)	107,10
1520455	Reposacabeza regulable en altura y en profundidad (para S35 y S36)	170,34
1519747	Antivuelcos (par). Retirar de la silla cuando se usa el S35 en las escaleras	306,00
1456343	Cinturón de seguridad pélvico para Scalamobil, Scalacombi y Scalachair	70,38
1520413	Cargador de baterías para el coche - Para S35/S36	270,30
1457913	Scalachair X3 rígida	902,70
	Silla de interior con anclajes integrados para acoplarse al Scalamobil. Equipada con ruedas delanteras con frenos, reposapiés, reposabrazos escamoteables (puños opcionales) En combinación con S38, es necesario un kit de adaptación especial. Consultar precios con Departamento de Atención al Cliente	
1457912	Scalachair X3 plegable	1.014,90
	Mismas características que Scalachair X3 rígida pero en versión plegable En combinación con S38, es necesario un kit de adaptación especial. Consultar precios con Departamento de Atención al Cliente	
Accesorios para Scalachair X3		
1456345	Kit de cinturones completo (incluye cinturón 4 puntos y cincha sujeta pies)	122,40
1456850	Puños de empuje para Scalachair, par	128,52
1457914	Reposacabeza	170,34
1456343	Cinturón de seguridad pélvico para Scalamobil, Scalacombi y Scalachair	70,38
1464910	Cincha sujeta pies	25,50



Código	Descripción	P.V.P €
1520414	Scalaport X7 (para Scalamobil S35)	1.326,00
	Kit de adaptación universal para sillas de ruedas Accesorio que permite usar el Scalamobil sin necesidad de extraer las ruedas ni montar un anclaje en la silla. Incluye reposacabeza Recomendado en lugares públicos.	
ALBER - Scalacombi ECO S34		
1519689	Alber® Scalacombi Eco	4.250,00
	Completo con asidero desmontable, batería 3,4 Ah integrada 2 ruedas con sistema de frenado automático al final del escalón No incorpora Sistema de programación inteligente IQ	
Accesorios para Scalamobil Eco S34		
1519757	Reposacabeza	170,34
1520413	Cargador de baterías para el coche	270,30
1456343	Cinturón pélvico	70,38
* Consultar compatibilidad entre los dispositivos Alber (E-Motion, E-Fix, Viamobil, Scalamobil) y los modelos de sillas existentes con el Departamento de Atención al cliente. Nos reservamos el derecho a modificar la silla y el tipo de anclajes para poder acoplar adecuadamente los dispositivos Alber.		



1519747



1520455



1457914



1456343



1456345



1464910



1467584