

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es

MODELO ACTUALIZADO



Yes, you can.®

Invacare® **Action⁴ NG Heavy Duty**



Silla de ruedas especialmente diseñada para usuarios de peso elevado hasta 160 kg.

Chasis de aluminio plegable por doble cruceta.
Anchos de asiento: 50,5, 55,5 y 60,5 cm. Profundidad de asiento : 40,45 o 50 cm.
Respaldo reclinable 0/30° (opcional). Profundidad de asiento ajustable de 40 a 45 cm (opcional). Reposabrazos desmontables y regulables en altura en estándar.

Versión actualizada; reducción de peso de 860 gr, nuevos colores de chasis, nueva horquilla delantera, soporte de rueda trasera de color negro, ruedas delanteras negras.
Peso : a partir de 21 kg.
Peso máximo de usuario: 160 kg.

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :


Cantidad pedido :

Fecha pedido :


Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción		P.V.P €
MODELO			
CKG0004	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 4 NG HEAVY DUTY 160 KG	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	No especial (NC: 0821)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKGSPEC	<input type="checkbox"/>	Especial	<input type="checkbox"/>
MODELO BASE			
CKG0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo base Action 4 Heavy duty NG	691,75
ALBER			
CKG0070	<input type="checkbox"/>	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 lincluye antivulecos Alber plazo de entrega + 5 días adicionales (NC: 0110, 0950, 0980, 1005, 1040, 1130, 1200, 1240)	550,80
PROPULSIÓN			
CKG0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Autopropulsable (NC : 1005)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKG0110	<input type="checkbox"/>	Kit transit (solo disponible con eje fijo y frenos accionados con el pie) (NC :0930, 0950, 0951, 0980, 1020, 1030, 1050,1060, 1110, 1111, 1125, 1220)	<input type="checkbox"/>
ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
CKG0170	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento 505 mm. (incluye tensor)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKG0171	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 555 mm. (incluye tapizado reforzado, taloneras y tensor) (NC: 0280, 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0750)	<input type="checkbox"/>
CKG0172	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 605 mm. (incluye tapizado reforzado, taloneras y tensor) (NC : 0180,0280, 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0750,	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
CKG0180	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento 400 mm. (NC0702, 0703)	<input type="checkbox"/>
CKG0190	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 450 mm. (NC 0701, 0703)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKG0195	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento 500 mm. (NC :0280,0295, 0681, 0691)	<input type="checkbox"/>
CKG0200	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm. Ajustado a 430 MM (NC : 0280, 0295)	60,11
CKG0201	<input type="checkbox"/>	Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm. (NC : 0280, 0295)	60,11
ALTURA ASIENTO			
CKG0210	<input type="checkbox"/>	Altura asiento 510 mm. (NC 0980)	<input type="checkbox"/>
CKG0220	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento 485 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CKG0230	<input type="checkbox"/>	Altura asiento 460 mm.	<input type="checkbox"/>
TAPIZADO ASIENTO			
CKG0280	<input type="checkbox"/>	Tapizado asiento sin cinchas de fijación de velcro	<input type="checkbox"/>
CKG0290	<input type="checkbox"/>	Tapizado de asiento con cinchas de fijación de velcro	<input type="checkbox"/>
CKG0295	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado de asiento acolchado	<input checked="" type="checkbox"/>
RESPALDO			
RESPALDO Son necesarias ruedas antivuelco para respaldo reclinable (0333)			
CKG0300	<input checked="" type="checkbox"/>	Respaldo fijo 7º altura ajustable 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm) (NC :0365,03690716, 0717, 0718)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKG0333	<input type="checkbox"/>	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30)º (incl. tensor y posic. amputado) 3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430mm) puños fijos (NC : 0360,1060)	206,17
TAPIZADO RESPALDO			
CKG0360	<input checked="" type="checkbox"/>	Estándar acolchado (Jemima)	<input checked="" type="checkbox"/>




Código	Descripción			P.V.P €
CKG0365	Acolchado con soporte lumbar (+1cincha)			○
CKG0369	Contour, acolchado, ajustable(3+1 cinchas) en tensión parte superior con soporte lumbar-incluye tensor	incluye tensor	(NC: 0780)	55,01
CKG0370	Contour Ajustable (7 +1 cinchas) en tensión	incluye tensor	(NC: 0780)	92,14
PESCANTES / PALETAS				
PESCANTE DERECHO				
CKG0390	Pescante derecho 80° abatible interior exterior			◆
CKG0400	Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) derecho abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)		(NC : 0491, 0760)	120,82
PESCANTE IZQUIERDO				
CKG0440	Pescante izquierdo 80° abatible hacia interior exterior			◆
CKG0450	Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)		(NC : 0491, 0760)	120,82
TUBO + PALETA DERECHO				
CKG0480	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras ajustables		◆
CKG0490	Paleta derecha ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables		58,04
CKG0491	Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad		(NC: 0500, 0750, 0770)	147,94
TUBO + PALETA IZQUIERDO				
CKG0500	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras ajustables		◆
CKG0510	Paleta izquierda ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables		58,04
REPOSABRAZOS				
REPOSABRAZOS DERECHO				
CKG0520	Desmontable derecho "RIO" (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. altura (200 a 280 mm) + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596) ◆
CKG0533	Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura (210-345 mm)+ protector ajust. en altura	(NC : 0580) 53,02
CKG0536	Desmontable derecho (Nº4)- Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura (210-345 mm) y profundidad + protector ajustable en altura	(NC : 0580) 58,89
REPOSABRAZOS IZQUIERDO				
CKG0580	Desmontable izquierdo "RIO" (Nº1)- Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. altura (200 a 280 mm) + protector ajustable en altura y profundidad	◆
CKG0593	Desmontable izquierdo (Nº4)- Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura (210-345 mm)+ protector ajust. en altura	53,02
CKG0596	Desmontable izquierdo (Nº4)- Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura (210-345 mm) y profundidad + protector ajustable en altura	58,89
OPCIONES ASIENTO				
CKG0640	Sin opciones asiento		(NC 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703, 0716, 0717, 0718, 0750, 0760, 0770)	○
COJINES MATRX				
CKG0654	Cojín espuma BASIC 50 MM		NC: 0659,0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)	○
CKG0659	Cojín Matrx lite		(NC : 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)	69,62
CKG0661	Cojín Matrx Image		(NC : 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)	146,73
CKG0681	Cojín Matrx Contour Visco		(NC : 0691, 0692, 0693, 0703)	115,52
CKG0691	Cojín Matrx solution xtra		(NC: 0692, 0693, 0703)	278,46
CKG0692	Cojín Matrx VI	Plazo de entrega + 5 días		409,73
CKG0693	Cojín Matrx LIBRA	Plazo de entrega + 5 días		244,80
PROFUNDIDAD COJINES MATRX				
CKG0701	Profundidad 400 mm			○
CKG0702	Profundidad 450 mm			○
CKG0703	Profundidad 500 mm			○
OTRAS OPCIONES ASIENTO				
CKG0716	Reposacabeza simple (incluye tensor)		(NC : 0717, 0718)	117,67
CKG0717	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0718)	140,34
CKG0718	Reposacabeza envolvente con ajuste mejilla (incluye tensor)	ajustable lateralmente		194,32
CKG0760	Cinchas ajustables			9,18
CKG0770	Tubo porta paleta largo (UL 450-530 mm.)			38,71
COLORES				
CKG0801	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)			○
CKG0804	Blanco perla			○



Código	Descripción		P.V.P €	
CKG0806	Verde eléctrico		20,40	
CKG0807	Negro mate		○	
CKG0808	◆	Azul pop	◆	
CKG0809	Púrpura hipnótico		35,70	
CKG0811	Rojo mate		○	
CKG0820	Negro antracita		○	
CKG0821	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	□	
RUEDAS DELANTERAS				
CKG0850	◆	200 X 32 MM (8" X 1,1/4")	macizas negras	◆
CKG0860		200 X 50 MM (8" X 2")	neumáticas grises	○
CKG0870		200 X 50 MM (8" X 2")	macizas negras	○
RUEDAS TRASERAS				
RUEDAS TRASERAS				
CKG0930	◆	610 X 35 MM (24" x 1,3/8")	neumáticas grises radiales (NC: 1111)	◆
CKG0950		600 X 35 MM (24" x 1,3/8")	macizas grises radiales (NC: 1111)	○
CKG0980		560 X 35 MM (22" x 1,3/8")	neumáticas grises radiales (NC : 1110)	○
CKG1005		305 X 45 MM (12" x 2")	macizas negras llanta plástico (NC : 1020, 1030, 1050, 1060, 1110, 1111, 1210, 1220)	○
AROS				
CKG1020	◆	Aros aluminio anodizado		◆
CKG1030		Aro antideslizante recubierto plástico negro		58,51
EJE RUEDAS TRASERAS				
CKG1040		Eje fijo (solo kit transit)		○
CKG1050	◆	Eje desmontaje rápido		◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS				
CKG1060	◆	Posición ruedas traseras estándar	35 mm. delante tubo respaldo	◆
CKG1070		Posición ruedas traseras amputado	35 mm. detrás tubo respaldo	○
BOMBA DE HINCHADO				
CKG1080		Sin bomba de hinchado		○
CKG1090	◆	Bomba de hinchado y soporte		◆
OPCIONES CHASIS				
CKG1100	◆	Sin opciones chasis	(NC : 1101, 1110, 1111)	◆
CKG1101		Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)		85,68
CKG1110		Par protectores de radios negro 24" 600 mm		131,97
CKG1111		Par protectores de radios 22" 560 mm transparente		131,97
FRENOS				
CKG1120	◆	Frenos de empuje		◆
CKG1125		Frenos de tiro		○
CKG1130		Frenos tambor accionados acompañante (incluye frenos de empuje)		140,65
OPCIONES SEGURIDAD				
CKG1170	◆	Sin opciones seguridad	(NC : 1190,1189,1192,1193,1194,1200, 1210, 1220)	◆
CKG1190		Cinturón postural	NC: 1189, 1192, 1193, 1194	32,71
CKG1189		Cinturón pélvico - 2 puntos	Acolchado 460MM NC: 1192,1193,1194	102,00
CKG1192		Cinturón pélvico - 2 puntos	Acolchado 620MM NC:1193,1194	102,00
CKG1193		Cinturón pélvico - 4 puntos	Acolchado 460MM NC:1194	132,60
CKG1194		Cinturón pélvico - 4 puntos	Acolchado 620MM	132,60
CKG1200		Ruedas antivuelco y pisa pié		73,56
CKG1210		Kit reflectores		10,24
CKG1220		Par prolongadores freno		13,67
OPCIONES ACOMPAÑANTE				
CKG1230	◆	Sin opciones acompañante	(NC : 1240)	◆
CKG1240		Soporte para bastones		29,71
PRECIO TOTAL				

0850 0860
0870

0930



1060 1070




1101



1120

1130



1200

1220



1361 - 1362



1363 - 1364



1240