

Invacare Adeo C407A



Cuadro para lavabos en aluminio anodizado no corrosivo.

- Regulable en altura de 640 a 740 mm.
- Reposabrazos largos para un mayor confort.
- Puede utilizarse con elevadores de inodoro.

Piezas

- ❶ Goma de reposabrazos (el par) C407-MA01A
- ❷ Contera ø25mm. UNIV-00001

Invacare Izzo H340



Silla de WC y elevador de inodoro a la vez con un cuadro en epoxy para una alta resistencia contra la corrosión.

- Reposabrazos abatibles.
- Regulable en altura de 450 a 550 mm.

Piezas

- ❶ Asiento inodoro + tapa H340-MA05A
- ❷ Tubo de respaldo H340-MA01A
- ❸ Reposabrazos cobertura H340-MA02A
- ❹ Cubeta H340-00004
- ❺ Contera H340-MA06A

Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

	C407A	H340	9630E	H720T	H720T4C
Peso (kg)	2	8,8	5,5	17	18
Peso máx.de usuario (kg)	100	113	160	135	130
Garantía (años)	2	2	2	2	2

Cuadros de lavabo y
silla WC móvil



Aquatec **Styxo 9630E**



Esta silla puede ser utilizada como cuadro para lavabos, elevador de WC o como silla de WC. Se suministra con un antisalpicaduras y una cubeta con tapa.

- Asiento ancho para un mejor confort.
- Siete posibilidades de reglaje cada 25 mm.

Piezas

❶ Tapa	1536472	
❷ Asiento inodoro		1536272
❸ Reposabrazos	1182241	
❹ Cubeta + tapa	1182247	
❺ Contera		40186x030
❻ Resorte		1094945
- Contorno antisalpicaduras		1182244



Invacare **Cascata H720T**

La silla móvil **Cascata** es ideal para su utilización dentro del cuarto de baño.

- Piezas en plástico PVC gris.
- El chasis de acero es más compacto que la Cascata H720T4C.
- Tiene reposapiés abatibles fácilmente.
- Cincha de apoyo que incrementa la comodidad.

Invacare **Cascata H720T**

La silla móvil **Cascata H720T4C** se caracteriza por su confort :

- Asiento acolchado.
- Reposabrazos acolchados.
- La cubeta se puede retirar por delante o por detrás dependiendo de la fijación del inodoro.
- El chasis de acero está recubierto por un tratamiento epoxy antracita de alta calidad y se desmonta en dos piezas a la altura del respaldo para facilitar su transporte.
- Chasis equipado de 4 ruedas macizas blandas para mayor maniobrabilidad.

Recambios para H720T & H720T4C

Descripción	H720T	H720T4C
❶ Asiento desmontable	1470947	EC-521C05
❷ Asiento inodoro con fijaciones sin cubeta	1525865	1568717
❸ Porta cubeta de plástico	1525866	EC-520C06
❹ Tapizado de respaldo	1470958	EC-520A06
❺ Reposabrazos	1470955	EC-520B05
❻ Reposabrazos derecho	1525870	EC-52CB01L
❼ Reposabrazos izquierdo	1525869	EC-52CB01R
❽ Reposapiés izquierdo	1525867	EC-52F374L
❾ Reposapiés derecho	1525868	EC-52F374R
❿ Paleta de reposapiés		EC-520E09
● Rueda con freno	1470957	EC-520D09
● Cubeta + tapa	1470948	EC-520C05
● Palomilla	1470950	EC-520A05
● Tapón de caucho	1470949	-
● Anclaje reposabrazos	1470960	EC-520B68
● Rueda sin freno	1470956	-