

Si necesita soporte en sus desplazamientos, Invacare le ofrece una gran diversidad de soluciones, con las que encontrará un punto de apoyo en todas las situaciones.

*Invacare **Moviale P252, P253, P254, P255, P257, P270***



- Disponible en color castaño (**P252, P253, P257**)
- Disponible en color haya (**P254, P255, P270**)
- Diseño refinado.
- Protegidos con barniz de poliuretano.
- 6 modelos disponibles.

Invacare Silencio P256



Regulable en altura, este bastón en aluminio es el más silencioso de todos los bastones gracias a su taco antiruido.

- Silencioso.
- Regulable en altura.

Invacare Foldeo P260



Regulable en altura y plegable, lo podrá guardar en su bolsa transparente para facilitar el almacenamiento y transporte.

- Plegable.
- Regulable en altura de 850 a 950mm.

Invacare **Correa 0310**



Invacare **Auxil P328, P328J**



Invacare **Prompto P264A (diestro), P265A (zurdo)**



Bastones trípode, cuentan con una base ancha que asegura una óptima estabilidad.

Para adulto: **P328**

Para niño: **P328J**



- Trípode
- Regulable en altura

¿Diestro o Zurdo? Escoja su bastón. Muy silencioso.

- Puño anatómico
- Taco antiruido
- Para diestros o zurdos

Datos técnicos

	Moviale	Foldeo	Silencio	Prompto	Auxil
Peso (kg)	0.28 a 0.3	0.355	0.32		P328: 0.9 P328J: 0.8
Peso máx. usuario (kg)	100	100	100	100	P328: 100 P328J: 75
Altura (mm)	900 -1000	830 -940	790 - 1015	770-1010	P328:700-920 P328J: 520-680
Garantía (años)	2	2	2	2	2



La gama **Advantik** se compone de muletas ligeras de aluminio anodizado en una amplia gama de colores y destinada a usuarios de hasta 130kg.

La característica de sujeción permite mantener las muletas en el brazo asegurando la libertad de mover los brazos cuando se necesite.

- La muleta **Advantik Soft** es una versión con puño anatómico y suave que busca el máximo confort.
- Las muletas **Advantik versión adulto** existen en colores gris, burdeos y azul.
- Las muletas **Advantik niño** tienen combinaciones de colores, azul/rojo y amarillo/rojo.
- La **Advantik tall** concebida para personas más altas de 1.80m.

Piezas

- | | |
|----------------|---------|
| ❶ Contera azul | 2005010 |
| ❷ Clip azul | 2015010 |



Muletas reforzadas para pacientes de hasta 150kg.

Datos técnicos

	Código	Altura	Empuñadura	Peso máx. usuario (kg)	Peso (kg)
Invacare Advantik P2800 gris	P2800	740 - 980 mm	240 mm	130 kg	0.618 kg
Invacare Advantik P2804 burdeos	P2804	740 - 980 mm	240 mm	130 kg	0.618 kg
Invacare Advantik P2805 azul	P2805	740 - 980 mm	240 mm	130 kg	0.618 kg
Invacare Advantik Soft	1529865	735 - 960 mm	240 mm	130 kg	0.635 kg
Invacare Advantik Tall	1529863	850 - 1070 mm	240 mm	130 kg	0.635 kg
Invacare Advantik Niño	P2831	510 - 730 mm	175-225 mm	100 kg	0.4 kg
Invacare Advantik Niño	P2832	510 - 730 mm	175-225 mm	100 kg	0.4 kg
Invacare Basik	P227S	730 - 960 mm	240 mm	100 kg	0.515 kg
Invacare Big 150	1529868	1100 mm (para cortar)	240-265 mm	150 kg	0.75 kg