

AQUATEC®

Dot



El taburete que ocupa menos espacio ofreciendo mayor soporte.



El taburete *Aquatec Dot* es la elección perfecta si tiene poco espacio en su cuarto de baño o en su ducha. Su asiento redondeado convence por su comodidad y fácil accesibilidad desde ambos lados y también por su diseño fresco y renovado.

Este taburete es muy ligero y se regula en altura muy fácilmente. Sus conteras brindan estabilidad al taburete tanto en la ducha como fuera de ella.

- Regulación en altura fácil de ajustar en 7 posiciones desde 40 hasta 55cm.
- Taburete muy ligero 1,65kg.
- Montaje sin herramientas y limpieza muy fácil.
- Completamente libre de corrosión - fabricado en plástico.
- Peso máximo de usuario : 135kg.



Características y opciones



Asiento redondeado

Asiento cómodo que facilita el aseo desde ambos lados.



Regulación y conteras

La altura se regula fácilmente con 4 pasadores y las conteras garantizan su estabilidad.



Disco giratorio

Facilita la movilidad e independencia. Disponible **Dot + Disk azul y gris** integrado. Azul : 1575267 y Gris : 1575268. El **Disco** disponible como accesorio en color Azul : 1575269 y Gris : 1562350.

Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

Referencia	<i>Aquatec Dot</i>	<i>Aquatec Dot + Disk</i>	<i>Aquatec Disk</i>
Dot	1564759		
Dot + Disk azul		1575267	
Dot + Disk gris		1575268	
Disk azul			1575269
Disk gris			1562350
Dimensiones			
Ancho de asiento	34 cm		
Profundidad del asiento	21 cm		
Alto de asiento	40 - 55 cm		
Ancho total	36,5 cm		
Profundidad total	36,5 cm		
Altura total	40 - 55 cm		
Peso máximo	135 kg		
Peso	1,65 kg		
Color	Gris		