

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
 Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es

NUEVO



Yes, you can.

Alber smoov



Dispositivo de Ayuda a la Propulsión electrónica
Nuevo dispositivo de Ayuda a la Propulsión electrónica SMOOV one
 - Ligero: 7.2 kg
 - Luz de posición trasera y conexión USB
 - Compatible con sillas de chasis plegable y rígido
 - Conexión con APP Movilidad Gratis via Bluetooth (autonomía batería, velocidad, modos de conducción, registro recorridos, etc)
 - Cargador con conexión magnética Easy Connect
 - Autonomía: hasta 20 km
 - Peso máximo usuario: 140 kg
 Posibilidad de instalar el Pack Mobility Plus con la APP Movilidad para tener acceso a nuevas funciones: Velocidad hasta 10 km/h, Sistema de navegación Easy Navy, modo AutoSpeed, etc.



Ortopedia :
 Nombre usuario :
 Dirección usuario :
 Teléfono contacto :
 Dirección entrega:
 Número pedido :
 Cantidad pedido :
 Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
SMOOV One 010		
1592897	alber SMOOV One - 6 km/h - Mando con soporte para regular la velocidad y encender/apagar, incluido	3.200,00
1592898	alber SMOOV One - 10 km/h - Mando con soporte para regular la velocidad y encender/apagar, incluido	3.329,99
OPCIONES OBLIGATORIAS		
1592899	Kit de fijación SMOOV One - Silla de ruedas con chasis rígido (no plegable). Instalado por el cliente	80,00
1592900	Kit de fijación SMOOV One - Silla de ruedas plegable (compatible con caída máxima 2º). Instalado por el cliente	125,00
OTRAS OPCIONES (recomendadas)		
	App Movilidad Aplicación gratuita para su Smartphone Incluye: selección del modo de conducción, función Cockpit, registro de recorridos, ajustes de la rueda motriz y del mando, diagnóstico. Disponible descarga gratuita en Play Store y App Store	
	Pack Mobility Plus - Android e IOS Incluye: velocidad máxima hasta 10 km/h, sistema de navegación EasyNavi (más funciones disponibles en el futuro) Compra directa en App Store & Play Store	



1592899



1592900



Detalles de la silla


Fabricante (ej.küschall)

Modelo (ej.Compact)

Año de fabricación


Número de serie

Anchura asiento
(solo 36-46 cm)



cm
Medir desde la parte externa de los tubos de asiento


Altura asiento
traseira
(40 cm como
mínimo)



cm
Medida desde borde superior del ángulo tubo
asiento/respaldo hasta suelo

Silla con chasis plegable


Distancia entre ejes de ruedas traseras
(debajo del asiento)



cm

Silla con chasis rígido

Diámetro del eje de ruedas traseras



Comentarios adicionales