



Yes, you can.®

**INVACARE S.A**

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)  
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

**Invacare® Colibri®**



Micro scooter desmontable en 4 partes sin necesidad de herramientas para transportarlo fácilmente.  
Versión 3 o 4 ruedas.  
Nuevo sistema de desmontaje rápido y fácil "LiteLock™" en 4 partes, sin herramientas.  
Ruedas 200x50 y baterías 12Ah.  
Versión „exterior“ con ruedas más grandes (210x65) y baterías de 18Ah.  
5 kits de colores disponibles para personalizar el scooter (opcional).  
Reposabrazos abatibles y regulables en altura.  
Asiento acolchado giratorio a 360º y regulable en altura.  
Columna de dirección ajustable en ángulo. Barra tipo delta para mayor ergonomía.  
Cesta delantera.  
Velocidad 8 km/h. Motores: 200 W. Cargador incluido.  
Peso del elemento más pesado: 15,6 kg.  
Lista de accesorios disponibles en versión configurable (accesorios sin montar).  
Peso máximo usuario 136 kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =** **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
<b>Invacare® Colibri - Versión Stock</b>		
	Ruedas 200x50. Baterías 12 Ah. Largo total: 1010 mm. Peso máximo de usuario: 136 kg	
1578999	Scooter Colibri 4 ruedas 8 km/h - Color azul zafiro	1.230,00
1579002	Scooter Colibri 4 ruedas 8 km/h - Color verde jade	1.230,00
<b>Invacare® Colibri „Exterior“ - Versión Stock</b>		
	Ruedas 210x65. Baterías 18 Ah. Largo total: 1010 mm. Peso máximo de usuario: 136 kg	
1579005	Scooter Colibri <b>4 ruedas</b> 8 km/h - Color azul zafiro	1.455,00
1579008	Scooter Colibri <b>4 ruedas</b> 8 km/h - Color verde jade	1.455,00
<b>Kit de colores adicional (4 elementos) - Consultar precios con Departamento de Atención al Cliente</b>		
SP1577168	Blanco mármol (1)	
SP1577169	Rojo (2)	
SP1577170	Verde jade (3)	
SP1577171	Azul zafiro (4)	
SP1604353	Plata (5)	
<b>Invacare® Colibri - Versión configurada (3 y 4 ruedas)</b>		
AFC0000	<input checked="" type="checkbox"/> COLIBRÍ modelo básico, incl. las siguientes características estándar:	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Barra Delta con ajuste columna en 3 posiciones	
	- Asiento giratorio con reposabrazos ajustables anchura	
	- Cesta delantera negra	
AFC0000	<input checked="" type="checkbox"/> COLIBRÍ modelo básico, 4-ruedas	1.230,00
AFC0093	COLIBRÍ modelo básico, 3-ruedas	1.230,00

**LiteLock™ system**  
(patente pendiente)



Código	Descripción	P.V.P €	
<b>OPCIONES UNIDAD CONDUCCION</b>			
<b>COLOR CARENADOS</b>			
AFC0247	Azul zafiro	○	
AFC0211	Rojo	○	
AFC0229	Blanco mármol	○	
AFC0255	Plata	○	
AFC0257	Verde jade	○	
<b>RUEDAS</b>			
AFC0802	◆ Ruedas 200 x 50 mm, macizas, negras	NC 1489	◆
AFC0816	Ruedas 210 x 65 mm, macizas, negras		61,80
<b>OPCIONES</b>			
<b>MOTOR</b>			
AFC1284	◆ Motores 8 km/h		◆
<b>BATERÍAS</b>			
AFC1488	◆ Baterías 12 Ah AGM	NC 1485	◆
AFC1489	Baterías 18 Ah AGM	NC 0802, 1481	163,20
<b>CARGADOR</b>			
AFC1481	◆ Kit cargador externo 2A	NC 1489	◆
AFC1485	Kit cargador externo 5A	NC 1488	○
<b>ACCESORIOS</b>			
<b>LUCES DE POSICIÓN</b>			
AFC1225	Luces de posición <b>NUEVO</b>		99,81
<b>SUSPENSIÓN ASIENTO</b>			
AFC1078	Suspensión asiento baja, altura asiento 425 mm		59,51
AFC1079	Suspensión asiento media, altura asiento 450 mm		61,90
AFC1080	Suspensión asiento alta, altura asiento 475 mm		65,48
<b>LLAVES</b>			
AFC1476	Cilindro con 2 llaves		29,77
<b>SOPORTES PARA BASTONES</b>			
AFC1314	Soportes para bastones	NC 1395, 1454	88,09
<b>SOPORTE BOTELLA OXÍGENO</b>			
AFC1454	Soporte botella oxígeno	NC 1314, 1395	89,28
<b>CESTA</b>			
AFC1395	Cesta trasera	NC 1314, 1454	63,09
<b>FUNDA</b>			
AFC1397	Funda protección		102,37
<b>PRECIO TOTAL</b>			

