



### Cojín anatómico de perfil alto con sección de gel

El cojín *Invacare Matrx Flo-tech Plus* incorpora una sección de gel que está localizada en la parte trasera del cojín. La posición de la sección de gel soporta las tuberosidades isquiáticas ayudando significativamente a reducir la presión en esta área tan vulnerable. De igual forma, ofrece un nivel de protección mayor para aquellos pacientes indentificados como usuarios de Alto Riesgo de desarrollar úlceras por presión.

### Base de espuma y forma contorneada

La ubicación de la sección de gel permite una inmersión profunda y protege la zona isquial en usuarios que presentan un alto riesgo de desarrollar escaras. El sistema único de celdas independientes de gel contribuye a reducir las presiones y proporciona mayor confort.

### Superficie anatómica

Ofrece más estabilidad y soporte postural mejorados, también ofrece una mayor distribución del peso en comparación con superficies planas. Los cortes del cojín permiten movimientos ligeros que reducen las fricciones. La espuma profundamente moldeada ofrece mayor protección para aquellos considerados clínicamente obesos o para aquellos usuarios que se beneficiarán de una posición más elevada.

## Características y opciones



### Disponible en 79 tallas

El *Invacare Matrx Flo-tech Plus* está disponible en tallas con rango desde 36x33 a 60x55 (41 tallas en stock).



### Funda

Tejido negro bi-elástico, impermeable, transpirable y repelente al agua. La base es antideslizante y con asa para su mejor manejo.



### Ultra-Fresh™ incorporado en todas las espumas *Flo-tech* para protección antibacteriana y de olor.

Este tratamiento se ha añadido para prevenir el olor causado por bacterias y microbios.

## Datos técnicos

Altura	Peso	Peso máx. de usuario	Limpieza
			
<b>Matrx Flo-tech Plus</b> 103 mm	2,5 kg	152kg	80°

Fabricado según Normas Europeas :  
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 cerilla y BS 7176 (Crib 5)