



Yes, you can.®

**INVACARE S.A**

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)  
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

**MODELO ACTUALIZADO**

**Invacare® Action<sup>4</sup> NG DOBLE ARO** **CE**

Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por doble cruceta y sistema de doble aro (derecho o izquierdo) para usuarios con hemiplejía.

Anchos de asiento 380 mm hasta 480 mm.

**Versión actualizada;** reducción de peso de 860 gr, nuevos colores de chasis, nueva horquilla delantera, soporte de rueda trasera de color negro, ruedas delanteras negras. Nuevo reposabrazos abatible con diseño más ergonómico (nº3, opcional).

Peso: a partir de 14.5 kg

Peso máximo usuario: 125 kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Código	Descripción		P.V.P €
<b>MODELO</b>			
CKH0005	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 4 NG Doble aro	Sólo con ángulo asiento 0º
<b>ESPECIAL</b>			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	No especial	(NC: 0821)
CKHSPEC		Especial	
<b>MODELO BASE</b>			
CKH0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo base Action 4 NG Doble aro	<b>1.080,00</b>
<b>PROPULSION</b>			
CKH0113		Doble aro derecho (nuevo sistema DHR), eje desmontaje rápido, ángulo asiento 3º	NC:0210 <input type="checkbox"/>
CKH0114		Doble aro izquierdo (nuevo sistema DHR), eje desmontaje rápido, ángulo asiento 3º	NC:0210 <input type="checkbox"/>
<b>ASIENTO</b>			
<b>ANCHURA ASIENTO</b>			
CKH0120		Anchura asiento 380 mm.	<input type="checkbox"/>
CKH0130		Anchura asiento 405 mm.	<input type="checkbox"/>
CKH0140	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento 430 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CKH0150		Anchura asiento 455 mm.	<input type="checkbox"/>
CKH0160		Anchura asiento 480 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>			
CKH0180	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 400 mm.	(NC :0702, 0703) <input checked="" type="checkbox"/>
CKH0190		Profundidad asiento 450 mm.	(NC : 0296, 0701, 0703) <input type="checkbox"/>
CKH0200		Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm. Se entrega a 430 mm	(NC : 0280, 0295, 0296) 60,11 <input type="checkbox"/>
<b>ALTURA ASIENTO</b>			
CKH0210		Altura asiento 510 mm	<input type="checkbox"/>
CKH0220	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento 485 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CKH0230		Altura asiento 460 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>			
CKH0270		Sin tapizado asiento	<input type="checkbox"/>
CKH0280	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon sin cinchas de velcro	<input checked="" type="checkbox"/>
CKH0290		Nylon con cinchas de velcro	<input type="checkbox"/>
CKH0295		Nylon acolchado	<input type="checkbox"/>
CKH0296		Asiento inodoro	(NC :0654, 0659, 0661, 0681,0691, 0692, 0693) <input type="checkbox"/>



0296

Código	Descripción				P.V.P €
<b>RESPALDO</b>					
<b>RESPALDO Se precisan antivuelcos con respaldo reclinable (0316, 0320, 0330, 0333, 0334, 0340, 0343, 0344)</b>					
CKH0300	Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)		(NC :0364, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0599, 0600, 0597, 0598, 0716, 0780)	51,00
CKH0310	Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)	puños ajustables (independientes altura tapizado)	(NC : 0364, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0599, 0600, 0597, 0598, 0716, 0780)	142,30
CKH0311	◆ Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm)	puños fijos	(NC : 0360, 0782)	◆
CKH0312	Respaldo fijo 7°	altura 510 mm	Puños fijos	(NC : 0360, 0372, 0374, 1176)	23,70
CKH0314	Respaldo fijo 7°	altura 430 mm.	puños ajustables (150 mm.)	(NC : 0360, 0782)	142,30
CKH0317	Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 350mm / 14" con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)		(NC : 0360, 0364, 0368, 0539, 0540, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780)	239,70
CKH0318	Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 425mm / 17" con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)		(NC : 0360, 0364, 0365, 0368, 0539, 0540, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721)	239,70
CKH0320	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incl tensor & solo posición ruedas pasivas)	3 alt.390/410/430 (se entrega 430 mm.)	puños fijos	(NC : 0360, 0780, 0782, 1055, 1060)	192,71
CKH0330	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incl tensor & solo posición ruedas pasivas)	3 alt.470/490/510 (se entrega 510 mm.)	puños fijos	(NC : 0360,0780, 0782, 1055, 1060)	192,71
CKH0333	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor & solo posición ruedas pasivas)	3 alt.390/410/430 (se entrega 430 mm.)	puños fijos	(NC : 0360, 0780, 0782, 1055, 1060)	206,17
CKH0345	Respaldo reclinable/partido (pistón gas) 0/30°(incl.tensor & solo posición ruedas pasivas)	3 alt. 390/410/430 (se entrega 430 mm)	puños fijos	(NC : 0360, 0780, 0782, 1055, 1060)	224,91
CKH0341	Respaldo partido 7°	altura 430 mm.	puños fijos	(NC : 0360, 0782)	55,09
CKH0342	Respaldo partido 7°	altura 510 mm.	puños fijos	(NC : 0360, 0370,0375, 0782)	55,09
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>					
CKH0360		Estándar acolchado (Jemima)			○
CKH0364	◆	Tapizado respaldo soporte lumbar (cincha +1) y bolsillo trasero - Bi material -Color negro			◆
CKH0368		Tapizado respaldo soporte lumbar (cincha +1) y bolsillo trasero - Bi material -Color negro	incluye tensor	(NC: 0780, 0782)	55,01
CKH0375		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (cinchas 7+1) incluye bolsillo trasero - Bi material -Color negro	incluye tensor	(NC: 0780, 0782)	92,14
<b>PESCANTES/PALETAS</b>					
<b>PESCANTE DERECHO</b>					



0317/  
0318



0364 / 0367 / 0368 / 0375



0360




0364 0368 0375




Código	Descripción			P.V.P €	
CKH0390	◆	Pescante derecho 80° abatible interior exterior		◆	
CKH0400		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) derecho abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla reposapiernas)	(NC : 0491, 0760)	120,82	
<b>PESCANTE IZQUIERDO</b>					
CKH0440	◆	Pescante izquierdo 80° abatible interior exterior		◆	
CKH0450		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla reposapiernas)	(NC : 0491, 0760)	120,82	
<b>TUBO + PALETA DERECHA</b>					
CKH0480	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras ajustables	◆	
CKH0490		Paleta ajustable en ángulo y profundidad derecha	Incluye taloneras ajustables	58,04	
CKH0491		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad	(NC : 0500, 0510, 0750, 0770)	147,94	
<b>TUBO + PALETA IZQUIERDA</b>					
CKH0500	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras ajustables	◆	
CKH0510		Paleta ajustable en ángulo y profundidad izquierda	Incluye taloneras ajustables	58,04	
<b>REPOSABRAZOS</b>					
<b>REPOSABRAZOS DERECHO</b>					
CKH0520	◆	Desmontable derecho „RIO“ (Nº1) -Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. alt. 200 a 280 cm.+ protector ajust.altura y profund. (NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600,1270)	◆
CKH0530		Desmontable derecho „RIO“ (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund. (NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600)	○
CKH0533		Desmontable derecho „CONFORT“ (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. Altura (210-345 mm.) + protector ajust. altura (NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600,1270)	53,06
CKH0536		Desmontable derecho „COMFORT“ (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. Altura (210-345 mm) y prof.+ protector ajust. Altura (NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600)	58,89
CKH0537		Abatible desmontable derecho (Nº2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 1270)	○
CKH0538		Abatible desmontable derecho (Nº2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	largo	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600)	○
CKH0539		Abatible desmontable derecho (Nº3) <b>Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio	ajust.altura (170-295 mm) (NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598,1270)	68,06
CKH0540		Abatible desmontable derecho (Nº3) <b>Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura</b>	largo	ajust.altura (170-295 mm) /profund. (NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598)	74,52
CKH0555		Desmontable derecho (Nº4) -Dispositivo cierre automático	acolchado HEMI DARTEX“	multiposición (NC:1270)	162,49
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO</b>					
CKH0580	◆	Desmontable izquierdo „RIO“ (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. alt. 200 a 280 cm.+ protector ajust.altura y profund. (NC : 1270)	◆



Código	Descripción				P.V.P €
CKH0590	Desmontable izquierdo „RIO“ (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust.altura y profund.		○
CKH0593	Desmontable izquierdo „CONFORT“ (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. Altura (210-345 mm.) + protector ajust. altura	(NC : 1270)	53,02
CKH0596	Desmontable izquierdo „COMFORT“ (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. Altura (210-345 mm) y prof.+ protector ajust. Altura		58,89
CKH0597	Abatible y desmontable izquierdo (Nº2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio		(NC: 1270)	○
CKH0598	Abatible y desmontable izquierdo (Nº2) <b>Nuevo sistema de apertura</b>	largo			○
CKH0599	Abatible y desmontable izquierdo (Nº3) <b>Nuevo diseño más ergonómico!</b> <b>Nuevo sistema de apertura</b>	escritorio	ajust.altura (170-295 mm)	(NC:1270)	68,06
CKH0600	Abatible y desmontable izquierdo (Nº3) <b>Nuevo diseño más ergonómico!</b> <b>Nuevo sistema de apertura</b>	largo	ajust.altura (170-295 mm) /profund.		74,52
CKH0615	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado HEMI DARTEX	multiposición	(NC : 1270)	162,49
<b>OPCIONES ASIENTO</b>					
CKH0640	◆ Sin opciones asiento		(NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703, 0716, 0717, 0718, 0750, 0760, 0770, 0780, 0782)		○
<b>COJINES MATRX</b>					
CKH0654	Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylon & antideslizante	(NC: 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)		30,60
CKH0659	Cojín Matrx Lite		(NC : 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)		69,62
CKH0661	Cojín Matrx Image		(NC : 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)		146,73
CKH0681	Cojín Matrx Contour Visco		(NC : 0691, 0692, 0693, 0703)		115,52
CKH0691	Cojín Matrx Solution XTRA		(NC: 0692, 0693, 0703)		278,46
CKH0692	Cojín Matrx VI	Plazo de entrega + 5 días			409,73
CKH0693	Cojín Matrx Libra	Plazo de entrega + 5 días			244,80
<b>PROFUNDIDAD COJÍN</b>					
CKH0701	Profundidad cojín 400 mm				○
CKH0702	Profundidad cojín 450 mm				○
CKH0703	Profundidad cojín 500 mm				○
<b>OTRAS OPCIONES ASIENTO</b>					
CKH0716	Reposacabeza simple (incluye tensor)		(NC : 0717, 0718,0780, 0782)		117,67
CKH0717	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	ajuste lateral	(NC : 0718, 0780, 0782)		140,34
CKH0718	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor)	ajuste lateral	(NC : 0780, 0782)		194,32
CKH0721	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par				163,20
CKH0760	Cincha reposapiés ajustable				9,18
CKH0770	tubo porta paleta largo (UL= 450-530 mm)				38,71
CKH0780	Tensor de respaldo		NC:0782		30,60




Código	Descripción		P.V.P €	
CKH0782	Tensor de respaldo plegable		76,50	
<b>COLORES</b>				
CKH0801	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)		○	
CKH0804	Blanco perla		○	
CKH0806	Verde eléctrico		20,40	
CKH0807	Negro mate		○	
CKH0808	◆	Azul pop	◆	
CKH0809	Púrpura hipnótico		35,70	
CKH0811	Rojo mate		○	
CKH0820	Negro antracita		○	
CKH0821	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente		
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>				
CKH0840	200 x32 mm (8" X 1,1/4")	neumáticas grises	○	
CKH0850	◆ 200 x 32 mm (8" X 1,1/4")	macizas negras	◆	
CKH0860	200 x 50 mm (8" X 2")	neumáticas grises	○	
CKH0870	200 x 50 mm (8" X 2")	macizas negras	○	
CKH0890	150 x 32 mm (6" X 1,1/4")	macizas negras	○	
CKH0900	150 x 32 mm (6" X 1,1/4")	semi macizas grises	○	
<b>RUEDAS TRASERAS</b>				
<b>RUEDAS TRASERAS</b>				
CKH0930	◆ 610 X 35 MM (24" x 1.3/8")	neumáticas grises	radiales	◆
CKH0950	600 X 35 MM (24" x 1.3/8")	macizas grises	radiales	○
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>				
CKH1050	◆	Eje desmontaje rápido	◆	
<b>POSICION RUEDAS TRASERAS</b>				
CKH1055	Posición ruedas traseras activa	52,5 mm delante tubo respaldo	76,93	
CKH1060	Posición ruedas traseras estándar	35 mm delante tubo respaldo	○	
CKH1070	◆ Posición pasiva	35 mm. detrás tubo respaldo	◆	
CKH1075	Posición doble amputado	52,5 mm. detrás tubo respaldo ajustable hasta 75 mm	76,93	
<b>BOMBA DE HINCHADO</b>				
CKH1080	Sin bomba de hinchado		○	
CKH1090	◆	Bomba de hinchado y soporte	◆	
<b>OPCIONES CHASIS</b>				
CKH1100	Sin opciones chasis	(NC : 1101)	○	
CKH1101	Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)		85,68	
<b>FRENOS</b>				
CKH1120	◆	Frenos de empuje	◆	
CKH1125	Frenos de tiro		○	
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>				
CKH1170	◆	Sin opciones seguridad	(NC : 1190, 1189, 1192, 1193, 1194,1200, 1210, 1220)	◆
CKH1175	Kit de transporte incluyendo cinturón con hebilla		40,80	
CKH1190	Cinturón postural	NC: 1189,1192,1193,1194	32,71	
CKH1189	Cinturón pélvico 2 puntos	Acolchado 460MM NC: 1192,1193,1194	102,00	
CKH1192	Cinturón pélvico 2 puntos	Acolchado 620MM NC: 1193,1194	102,00	
CKH1193	Cinturón pélvico 4 puntos	Acolchado 460MM NC:1194	132,60	
CKH1194	Cinturón pélvico 4 puntos	Acolchado 620MM	132,60	



Código	Descripción		P.V.P €
CKH1200	Ruedas antivuelco par con pisapié		73,56
CKH1195	Antivuelco (Derecho)	(NC: 1196, 1200)	31,98
CKH1196	Antivuelco (Par)	(NC: 1200, 1245)	63,95
CKH1200	Ruedas anti vuelco con pisa pié		73,56
CKH1210	Kit reflectores		10,24
CKH1220	Par prolongadores frenos		13,67
<b>ACCESORIOS</b>			
CKH1250	◆ Sin accesorios	(NC : 1251, 1270)	◆
CKH1252	Botella de oxígeno (lado derecho)	Antivuelcos recomendados	109,14
CKH1270	Mesita acrílica		85,34
CKH1271	Media mesita transparente abatible derecha	NC:1272	87,72
CKH1272	Media mesita transparente abatible izquierda		87,72
<b>PRECIO TOTAL</b>			



1460

1483/  
1484