

Con la **The KSL**, quisimos crear una silla que se saliera de lo habitual. Representa la experiencia Kuschall completa, la silla más ligera y dinámica que hemos creado nunca. Para alcanzar este resultado, hemos tenido que pensar en cada detalle: no solo en el peso y la resistencia, sino también en mejorar el diseño. el resultado es algo más que una silla: Es la **The KSL**.

LI
YOUR



VE LIFE



Extremadamente ligera



Personaliza tu silla con una inscripción en los soportes de horquilla



Respaldo abatible sobre el asiento



Diseño de chasis minimalista



Diseño estilizado y precisión suiza



Eje de carbono

DATOS TÉCNICOS THE KSL



Ángulo de chasis
75°/90°
V o incurvado



Altura de asiento
Delantera: 450 – 520 mm
Trasera: 400 – 480 mm
incrementos de 10 mm



Pendiente máxima segura
7°



Peso total
aprox: 6.8 kg



Anchura de asiento
340 – 440 mm
incrementos de 20 mm



Largo de pierna
350 – 500 mm
incrementos de 10 mm



Radio de giro
920 – 1230 mm



Peso de transporte (sin ruedas traseras)
aprox: 4.3 kg



Profundidad de asiento
385 – 485 mm
incrementos de 25 mm



Posición del Centro de Gravedad
80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm



Anchura total
Ancho de asiento
+ 170 mm



Peso máx. usuario
100 kg



Altura de respaldo
270 – 420 mm
incrementos de 15 mm



Ángulo de respaldo
74°/78°/82°/86°/90°



Longitud total
75°: aprox: 800 mm
90°: aprox: 730 mm