

Invacare **Omega Plegable H407**



Color Azul
1471027

- Silla plegable, fácil de guardar e ideal para espacios pequeños.
- Cubeta extraíble por el lateral y por la parte delantera.

Recambios :

Respaldo	1471023
Asiento superior	1471024
Asiento inodoro	1471025
Reposabrazos	1471026
Contera	1471002

Invacare **Omega Clásica H450**



Color Lavanda
Ref. 1471163

- Cubeta extraíble por el lateral y por la parte superior.
- Abertura higiénica : 255 x 215 mm.

Piezas	H450 Lavanda	H440 Eco
Respaldo	1470987	1542941
Asiento superior	1470988	1544485
Asiento inodoro	1470989	1542916
Reposabrazos	1470990	1544242 Izq. 1544769 Der.
Cubeta	1470991	1470991
Contera	1470992	1555420

Aquatec **H440 Omega Eco**



Color Lavanda
1542903



La *Invacare H440 Omega Eco* es la elección ideal si se desea combinar funcionalidad, comodidad y diseño.

- Asiento ajustable en altura de 405mm. a 585mm.
- ajuste fácil.

Recambio kit de altura 1541325


Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es


Dimensiones	<i>Invacare H407</i>	<i>Invacare H450 Omega Clásica</i>	<i>Invacare H440 Omega Eco</i>
Ancho de asiento	440 mm (A)	495 mm (A)	450 mm (A)
Profundidad de asiento	420 mm (B)	455 mm (B)	430 mm (B)
Altura de asiento	450 mm (C)	500 mm (C)	405 - 585 mm (C)
Ancho total	580 mm (D)	670 mm (D)	580 mm (D)
Profundidad total	560 mm (E)	630 mm (E)	530 mm (E)
Altura total	910 mm (F)	890 mm (F)	790 - 970 mm (F)
Altura a los reposabrazos	660 mm (H)	690 mm (H)	620 - 800 mm (I)
Altura suelo a base del asiento :			
- con soporte de cubeta	-	370 mm (I)	335 - 515 mm (J)
- sin soporte de cubeta	-	430 mm (J)	345 - 525 mm (K)
Altura, suelo a superficie asiento	475 mm (K)	525 mm (K)	405 - 585 mm
Ancho entre los reposabrazos	460 mm (G)	510 mm (G)	470 mm
Ancho abertura higiénica	215 mm	215 mm	200 mm
Largo abertura higiénica	255 mm	250 mm	255 mm
Ø Diámetro ruedas	-	-	-

Información adicional			
Peso	8,5 kg	8,3 kg	7,5 kg
Peso max.usuario	130 kg	130 kg	140 kg
Color	Azul	Lavanda	Lavanda


Invacare Omega H407



Invacare Omega H750



Invacare H450



Invacare Omega Eco

