



Cojín de Perfil Bajo

El cojín **Matrx Flo-tech Lite Visco** es un cojín de perfil bajo en material viscoelástico pre-formado, termo sensible que se adapta a la anatomía de cada usuario, proporcionando un nivel de confort óptimo y reduce los puntos de presión. Ha sido diseñado para pacientes con riesgo alto en el desarrollo de escaras. Es ideal para todos los tipos de sillas de ruedas y facilita las transferencias.

Diseño original

La espuma termo sensible del cojín se adapta a la anatomía del usuario maximizando la superficie de contacto con su cuerpo. **Invacare Matrx Flo-tech Visco** brinda niveles óptimos de confort y optimiza la reducción de los puntos de presión. Su diseño original con una base de espuma de alta densidad le otorga mayor estabilidad y permite mantener su forma.

Tres densidades de Visco

Tres densidades de espuma viscoelástica para adaptarse al peso de cada usuario :

- Visco blando - usuario con un peso de hasta 32 kg
- Visco medio - usuario con un peso de hasta 51 kg
- Visco firme - usuario con un peso de hasta 100 kg

Características y opciones



Disponible en 114 tallas

El **Invacare Matrx Flo-tech Lite Visco** está disponible en 114 tallas desde la 25x25 hasta la 48x53cm (24 tallas están en stock).



Funda

Tejido negro bi-elástico, impermeable, transpirable y repelente al agua. La base es antideslizante y con asa para su mejor manejo.

Datos técnicos

| Altura | Peso | Peso máx. de usuario | Limpieza |
|--|--|---|--|
|  78 mm |  1,26 kg |  100 kg |  80° |

Fabricado según Normas Europeas :
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 cerilla y BS 7176 (Crib 5)