

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es

MODELO ACTUALIZADO



Yes, you can.

Invacare[®] Action⁴
NG



Silla de ruedas manual con chasis de aluminio, plegable por doble cruceta para una estabilidad máxima. Anchos de asiento 380 hasta 480 mm. Numerosas posibilidades de ajustes y configuraciones. Respaldo fijo 7º (2 alturas disponibles: 400, 430 mm). Respaldo regulable en altura o reclinable por pistón de gas o cremallera (opcional). Reposabrazos desmontables y regulables en altura. Reposabrazos abatibles como opción.
Versión actualizada; reducción de peso de 860 gr, nuevos colores de chasis, nueva horquilla delantera, soporte de rueda trasera de color negro, ruedas delanteras negras. Nuevo reposabrazos abatible con diseño más ergonómico (nº3, opcional).
Peso : a partir de 14,4 kg (versión autopropulsable)
Peso máximo usuario: 125 kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción			P.V.P €
MODELO				
CKB0000	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 4 NG		<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL				
N	<input checked="" type="checkbox"/>	NO ESPECIAL	(NC: 0821)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKBSPEC		ESPECIAL		
MODELO BASE				
CKB0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo base Action 4 NG		621,53
ALBER				
CKB0070		Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber	plazo de entrega + 5 días adicionales (NC: 0110, 0555, 0615, 0940, 0950, 0951, 0960, 0980, 1005, 1040, 1055, 1130, 1195, 1196, 1200, 1240, 1252)	550,80
PROPULSIÓN				
CKB0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto propulsable (solo disponible con eje desmontaje rápido)		(NC : 1005) <input checked="" type="checkbox"/>
CKB0110		Kit transit con pisapié derecho (solo disponible con eje fijo y freno accionado con el pie)	(NC : 0240, 0250,0556, 0901, 0930, 0940, 0950, 0951, 0960, 0970, , 0980, 0990, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1220)	<input type="checkbox"/>
ASIENTO				
ANCHURA ASIENTO				
CKB0120		Anchura asiento 380 mm.		(NC : 0201) <input type="checkbox"/>
CKB0130		Anchura asiento 405 mm.		(NC: 0201) <input type="checkbox"/>
CKB0140	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento 430 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0150		Anchura asiento 455 mm.		<input type="checkbox"/>
CKB0160		Anchura asiento 480 mm.		<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO				
CKB0180	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 400 mm.		(NC 0702, 0703) <input checked="" type="checkbox"/>
CKB0190		Profundidad asiento 450 mm.		(NC : 0296, 0701, 0703) <input type="checkbox"/>
CKB0195		Profundidad asiento 500 mm.		(NC :0280,0295, 0296,0659, 0661, 0681, 0691) <input type="checkbox"/>
CKB0200		Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm.	se entrega a 430 mm (NC 0270, 0280, 0295, 0296, 0703)	60,11
CKB0201		Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm.	(NC : 0270, 0280,0295, 0296, 0659, 0661, 0681, 0691)	60,11
ALTURA ASIENTO				
CKB0210		Altura asiento 510 mm.		(NC : 0556, 0890, 0900, 0901,0980, 0990,) <input type="checkbox"/>
CKB0220	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento 485 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>




Código	Descripción		P.V.P €
CKB0230	Altura asiento 460 mm.		○
CKB0240	Altura asiento 435 mm.	(NC : 0840, 0850, 0860, 0870 1000, 1005)	○
CKB0250	Altura asiento 410 mm.	(NC : 0556, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0901 1000, 1005, 1130.)	○
TAPIZADO ASIENTO			
CKB0270	Sin tapizado de asiento	NC: 0654,0659,0661, 0681,0691, 0692, 0693	○
CKB0280	◆ Tapizado asiento sin cinchas de fijación de velcro		◆
CKB0290	Tapizado de asiento con cinchas de fijación de velcro		○
CKB0295	Tapizado de asiento acolchado		○
CKB0296	Asiento inodoro	(NC : 0556, 0616, 0654, 0659, 0661, 0681,0691, 0692, 0693)	97,36
RESPALDO			
RESPALDO Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables			
CKB0300	Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)	(NC : 0364, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538,0539,0540 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780)
CKB0310	Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 38mm)	Puños ajustables (independiente altura tapizado)
CKB0311	◆ Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm (se entrega a 430 mm.)	Puños fijos
CKB0312	Respaldo fijo 7°	altura 510 mm	Puños fijos
CKB0314	Respaldo fijo 7°	altura 430 mm	Puños ajustables en altura
CKB0317	Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°) , altura 350mm / 14" con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)	(NC : 0350, 0360, 0364, 0368, 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 1130)
CKB0318	Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 425mm / 17" con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)	(NC :0350, 0360, 0364, 0368, 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721)
CKB0320	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (entrega a 430 mm)	Puños fijos
CKB0330	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 470/490/510 mm (entrega a 510 mm)	Puños fijos
CKB0333	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (entrega a 430 mm)	Puños fijos
CKB0334	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 470/490/510 MM (entrega a 510 MM)	Puños fijos
CKB0345	Respaldo reclinable / partido (pistón gas) 0/30° (incl tensor , solo con posición de ruedas pasivas.)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm)	Puños fijos
CKB0341	Respaldo partido 7°	430 mm altura	Puños fijos
CKB0342	Respaldo partido 7°	510 mm altura	Puños fijos
TAPIZADO RESPALDO			



0296


 0317/
0318


0360



0364



0368

0375



0364 / 0367 / 0368 / 0375

Código	Descripción				P.V.P €	
CKB0350	Sin tapizado respaldo				○	
CKB0360	Estándar acolchado (jemima)				○	
CKB0364	◆	Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material -Color negro			◆	
CKB0367	Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero -Bi material - Color negro				35,70	
CKB0368		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro - incluye tensor	(NC: 0780, 0782)		55,01	
CKB0375		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material -Color negro - incluye tensor	(NC: 0780, 0782)		92,14	
PESCANTE / PALETAS						
PESCANTE DERECHO						
CKB0390	◆	Pescante derecho 80° abatible interior exterior			◆	
CKB0400		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) derecho abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)	(NC : 0491, 0760)		120,82	
PESCANTE IZQUIERDO						
CKB0440	◆	Pescante izquierdo 80° abatible hacia interior exterior			◆	
CKB0450		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)	(NC : 0491, 0760)		120,82	
TUBO + PALETA DERECHA						
CKB0480	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras ajustables		◆	
CKB0490		Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables		58,04	
CKB0491		Paleta monobloc abatible	ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0500, 0510, 0770)	147,94	
TUBO + PALETA IZQUIERDA						
CKB0500	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras ajustables		◆	
CKB0510		Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables		58,04	
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS DERECHA (color negro mate)						
CKB0520	◆	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. 200 a 280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271)	◆
CKB0530		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. 200 a 280 mm + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616)	○
CKB0533		Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura+ protector ajust. en altura (210-345 mm)	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271)	53,02
CKB0536		Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura y profundidad + protector ajustable en altura (210-345 mm)	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1271)	58,89
CKB0537		Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio		(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270, 1271)	○
CKB0538		Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	largo		(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055)	○
CKB0539		Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616,1055, 1270, 1271)	68,06



Código	Descripción				P.V.P €
CKB0540	Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1271)	74,52
CKB0555	Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	acolchado Hemi Dartex	multiposición	(NC : 0616, 1270, 1271)	162,49
CKB0556	Protector antisalpicaduras derecho (N°6) (se recomienda cojín para altura asiento (410 - 435 mm)		altura ajustable (155 a 220 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0980, 0990, 1055, 1075, 1270, 1271)	16,07
REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate)					
CKB0580	◆ Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. 200 a 280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 1270, 1272)	◆
CKB0590	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. 200 a 280 mm + protector ajustable en altura y profundidad		○
CKB0593	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura+ protector ajust. en altura (210-345 mm)	(NC : 1270, 1272)	53,02
CKB0596	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura y profundidad + protector ajustable en altura (210-345 mm)	NC: 1272	58,89
CKB0597	Abatible desmontable izquierdo (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio		(NC:1055, 1270, 1272)	○
CKB0598	Abatible desmontable izquierd (N°2) Nuevo sistema de apertura	largo		(NC 1055)	○
CKB0599	Abatible desmontable izquierdo (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC: 1055, 1270, 1272)	68,06
CKB0600	Abatible desmontable izquierdo (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC: 1055, 1272)	74,52
CKB0615	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	acolchado Hemi Dartex	multiposición	(NC : 1270, 1272)	162,49
CKB0616	Protector antisalpicaduras izquierdo (N°6) (se recomienda cojín para altura asiento (410 - 435 mm)		altura ajustable (155 a 220 mm)	(NC : 1270, 1272)	16,07
OPCIONES ASIENTO					
CKB0640	Sin opciones asiento		(NC :0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703, 0716, 0717, 0718, 0760, 0770, 0780, 0782)		○
COJINES MATRX					
CKB0654	Cojín espuma BASIC 50 mm	Funda nylon & antideslizante	(NC:0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)		30,60
CKB0659	Cojín Matrx lite		(NC : 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)		69,62
CKB0661	Cojín Matrx Image		(NC : 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)		146,73


 0556
0616

 0555
0615


0871

0869

0873




0874



0876

0875

Código	Descripción				P.V.P €
CKB0681	Cojín MatrX Contour Visco		(NC : 0691, 0692, 0693, 0703)		115,52
CKB0691	Cojín MatrX Solution Xtra		(NC: 0692, 0693, 0703)		278,46
CKB0692	Cojín MATRX VI	plazo de entrega + 5 días adicionales			409,73
CKB0693	Cojín MATRX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales			244,80
PROFUNDIDAD COJINES MATRX					
CKB0701	Profundidad 400 mm				<input type="radio"/>
CKB0702	Profundidad 450 mm				<input type="radio"/>
CKB0703	Profundidad 500 mm				<input type="radio"/>
OTRAS OPCIONES ASIENTO					
CKB0716	Reposacabeza (incluye tensor)		(NC : 0717, 0718, 0780, 0782)		117,67
CKB0717	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0718, 0780, 0782)		140,34
CKB0718	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0780, 0782)		194,32
CKB0721	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par				163,20
CKB0760	Cincha reposapiés ajustable				9,18
CKB0770	Tubo porta paleta largo (UL 450-530 mm.)				38,71
CKB0780	Tensor de respaldo		NC: 0782		30,60
CKB0782	Tensor de respaldo plegable				76,50
COLORES					
CKB0801	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)				<input type="radio"/>
CKB0804	Blanco perla				<input type="radio"/>
CKB0806	Verde eléctrico				20,40
CKB0807	Negro mate				<input type="radio"/>
CKB0808	◆	Azul pop		◆	
CKB0809	Púrpura hipnótico				35,70
CKB0811	Rojo mate				<input type="radio"/>
CKB0820	Negro antracita				<input type="radio"/>
CKB0821	Color especial (solo sobre pedido)		Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente		
RUEDA DELANTERAS					
CKB0840	200 X 32 MM (8" X 1.1/4")	neumáticas grises		<input type="radio"/>	
CKB0850	◆	200 X 32 MM (8" X 1.1/4")	macizas negras		◆
CKB0860	200 X 50 MM (8" X 2")	neumáticas grises		<input type="radio"/>	
CKB0870	200 X 50 MM (8" X 2")	macizas negras		<input type="radio"/>	
CKB0890	150 X 32 MM (6" X 1.1/4")	macizas negras		<input type="radio"/>	
CKB0900	150 X 32 MM (6" X 1.1/4")	semi macizas grises		<input type="radio"/>	
CKB0901	140 X 45 MM (5.1/2" X 1.3/4")	semi maciza grises		<input type="radio"/>	
RUEDAS TRASERAS					
RUEDAS TRASERAS					
CKB0930	◆	610 X 35 MM (24" x 1.3/8")	neumáticas grises	radiales	(NC: 1111) ◆
CKB0940		610 X 35 MM (24" x 1.3/8")	neumáticas grises	composite	(NC : 1110, 1111, 1130) 36,03
CKB0950		600 X 35 MM (24" x 1.3/8")	macizas grises	radiales	(NC: 1111) <input type="radio"/>
CKB0951		600 X 35 MM (24" x 1.3/8")	macizas negras	radiales	(NC: 1111) <input type="radio"/>
CKB0960		600 X 35 MM (24" x 1.3/8")	macizas grises	composite	(NC : 1110, 1111,1130) 36,03
CKB0970		595 X 25 MM (24" x 1")	neumáticas perfil grises	radiales	(NC : 1111, 1130, 1150, 1160) <input type="radio"/>



Código	Descripción				P.V.P €	
CKB0980	560 X 35 MM (22" x 1.3/8")	neumáticas grises	radiales	(NC : 1110)	○	
CKB0990	555 X 35 MM (22" x 1.3/8")	macizas grises	radiales	(NC : 1110)	○	
CKB1005	305 X 45 MM (12" x 2")	macizas negras	llanta plástico	(NC : 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1210, 1220)	○	
AROS						
CKB1020	◆	Aros de aluminio anodizado			◆	
CKB1030		Aros de acero recubiertos de plástico antideslizante			58,51	
EJE RUEDAS TRASERAS						
CKB1040		Eje fijo			○	
CKB1050	◆	Eje desmontaje rápido			◆	
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS						
CKB1055		Posición ruedas traseras activa	52,5 mm delante tubo respaldo	(NC: 1130)	76,93	
CKB1060	◆	Posición ruedas traseras estándar	35 mm delante tubo respaldo		◆	
CKB1070		Posición ruedas traseras amputado	35 mm detrás tubo respaldo		○	
CKB1075		Posición doble amputado	52,5 detrás tubo respaldo ajustable hasta 75 mm	(NC : 1125, 1130)	76,93	
BOMBA DE HINCHADO						
CKB1080		Sin bomba de hinchado			○	
CKB1090	◆	Bomba de hinchado y soporte			◆	
OPCIONES CHASIS						
CKB1100	◆	Sin opciones chasis			(NC : 1101, 1110, 1111)	◆
CKB1101		Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)			85,68	
CKB1110		Par protectores de radios 600 mm 24" negro			131,97	
CKB1111		Par protectores radios 550 mm 22" transparente			131,97	
FRENOS						
CKB1120	◆	Frenos de empuje			◆	
CKB1125		Frenos de tiro			○	
CKB1130		Frenos tambor (incluye frenos de empuje)			140,65	
CKB1150		Freno por cable derecho		(NC : 1220)	54,61	
CKB1160		Freno por cable izquierdo		(NC : 1220)	54,61	
OPCIONES SEGURIDAD						
CKB1170	◆	Sin opciones seguridad		(NC :1190, 1189,1192,1193,1194, 1200, 1210, 1220)	◆	
CKB1190		Cinturón postural		NC: 1189,1192,1193,1194	32,71	
CKB1189		Cinturón pélvico- 2 puntos	Acolchado 460MM - Flat Mount	NC: 1192,1193,1194	102,00	
CKB1192		Cinturón pélvico- 2 puntos	Acolchado 620MM - Flat Mount	NC: 1193,1194	102,00	
CKB1193		Cinturón pélvico- 4 puntos	Acolchado 460MM - Flat Mount	NC: 1194	132,60	
CKB1194		Cinturón pélvico- 4 puntos	Acolchado 620MM - Flat Mount		132,60	
CKB1195		Antivuelco (Derecho)		(NC: 1196, 1200)	31,98	
CKB1196		Antivuelco (Par)		(NC: 1200, 1245)	63,95	
CKB1200		Ruedas anti vuelco con pisa pié			73,56	
CKB1210		Kit reflectores (solo ruedas radiales)			10,24	
CKB1220		Par prolongadores freno			13,67	
OPCIONES ACOMPAÑANTE						
CKB1230	◆	Sin opciones acompañante			(NC : 1240)	◆
CKB1240		Soporte para bastones			29,71	
ACCESORIOS						
CKB1250	◆	Sin accesorios			(NC : 1270, 1271, 1272)	◆
CKN1252		Botella de oxígeno (lado derecho)	Antivuelcos recomendados		109,14	



1060 1070



1075 1055



1101




1130



1120 1150 / 1160



1200 1220


1361 - 1362
1363 - 1364

1430

Código	Descripción		P.V.P €
CKB1270	Bandeja acrílica	NC:1271, 1272	85,34
CKB1271	Media mesita transparente abatible derecha	NC:1272	87,72
CKB1272	Media mesita transparente abatible izquierda		87,72
PRECIO TOTAL			



1480

1483/
1484