

## Invacare **Cascade H243/H253**

### Silla de ducha inodora - WC con chásis en acero y tratamiento epoxy.

- Asiento y respaldo anatómicos acolchados.
- Abertura de asiento (180 x 360mm).
- Cubeta extraíble por detrás.
- Reposabrazos acolchados, abatibles y regulables en altura de 130 a 190mm.
- Reposapiés abatibles.



### Invacare **Cascade H243**

- 4 ruedas con freno Ø125 mm.

#### Piezas de recambio

1 Respaldo	IG5120BD00
2 Asiento + tapa	IG5120BU08
3 Rueda, Ø 125mm + freno	1471139
4 Cubeta + tapa	EC-520C05
5 Reposapiés	EC510058
6 Goma del reposabrazo derecho	IG5120BE00R
7 Goma del reposabrazo izquierdo	IG5120BE00L
8 Rueda, Ø 125mm, eje	1471138
9 Rueda trasera, 22"	IG5120BU07
10 Freno derecho	IG5120BU06R
11 Freno izquierdo	IG5120BU06L
● Tapón de caucho	EC510011

### Invacare **Cascade H253**

- Ruedas traseras de 22" maciza con aro de propulsión.
- Frenos de empuje.

### Datos técnicos

	H263 - rueda 5"	H273 - rueda 24"	Alizé H2080	Cascade H243	Cascade H253
Peso (kg)	14	19	10	13	18.5
Peso max. usuario (kg)	135	135	120	120	120
Garantía (años)	2	2	1	2	2
Color	Blanco / Azul	Blanco/Azul	Blanco	Negro/Blanco	Negro/Blanco