



Reduzca costos con el concentrador de alto flujo
Invacare Platinum 9

El **Platinum 9** es un concentrador de alto flujo totalmente compatible con el sistema **HomeFill** que minimiza los costos asociados al mantenimiento, mientras optimiza la concentración de oxígeno y gracias a una serie de alarmas integradas permite a los pacientes permanecer cómodamente en casa. Los usuarios apreciarán la simplicidad de uso combinada con la máxima seguridad.



Trusted Solutions, Passionate People





Alto rendimiento con la mayor seguridad y más sencillo

Invacare **Platinum 9** se caracteriza por el fácil manejo y al mismo tiempo por su potencia y confiabilidad.

Platinum 9 está diseñado para pacientes con altas necesidades de oxígeno, por su capacidad de 9 litros de oxígeno y con una concentración de 95.6 - 87% de pureza.

Platinum 9 su utilización es sencilla y garantiza mayor seguridad para el usuario :

- Fácil acceso al indicador de flujo.
- Visualización del sensor del O₂ en el panel
- Interruptor encendido y apagado
- Cortocircuitos automático.
- Acceso al humidificador
- Compresor de doble cabeza que asegura una mayor fiabilidad

Características y accesorios



Conexión reforzada del cable de corriente



Únicamente un filtro que cambiar



Puerto de conexión para HomeFill

Especificaciones técnicas

Platinum 9	365 mm	467 mm	670 mm	24 kg	230V, 50 Hz	460W
Platinum 9	1 - 9 l/min	62 kPa	< 47 dB(A)	87-96%	Hasta 1230m ISO8359, MDD	

Sistema SensO₂

O₂-Concentración

	Más alta de 85% - luz verde - Normal
	Entre 73% y 85% - luz amarilla - Compruebe el filtro y la flujo
	Más bajo de 73% - luz roja - Llame al servicio técnico

Intervalo de Servicio

No requiere mantenimiento preventivo durante 3 años. Reemplace los filtros según se requiera.

Invacare S.A.
C/ Areny s/n
Polígono Industrial de Celrà
17460 Celrà (Girona)
España
Tel. (34) 972 49 32 00
Fax: (34) 972 49 32 20
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

© 2015 Invacare International Sàrl
Todos los derechos reservados.

Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Platinum 9 - ES - 11/2015



Yes, you can.®