



Confidence in posture solutions

# Azalea<sup>®</sup> Family



Una familia para responder a todas las necesidades.







Desde hace más de 55 años, Rea es sinónimo de calidad e innovación en el mercado de las sillas de confort. Sus modelos se adaptan perfectamente a las necesidades individuales de cada usuario en función de su morfología.

Fiel a la tradición de Rea, los modelos que componen la familia **Azalea** disponen del sistema único de basculación de asiento desplazado y de compensación ergonómica que garantizan un posicionamiento óptimo con total seguridad.

## La gama más completa en Sillas de Confort

Una gama polivalente que evoluciona constantemente. La familia **Azalea** consta de numerosos miembros: **Azalea**, **Azalea Assist**, **Azalea Minor**, **Azalea Alta** y **Azalea Base**. La gama sigue evolucionando para poder ofrecer siempre lo mejor del mercado en cuanto a confort y posicionamiento.



Rea **Azalea**

Silla de posicionamiento con basculación de asiento y reclinación de respaldo mediante pistón neumático (eléctrico opcional).

- Anchos de asiento: 390, 440, 490 mm.
- Ruedas traseras 22" o 24".



Rea **Azalea Assist**

Mismas características que la **Rea Azalea** estándar pero en versión ruedas traseras 16".



Rea **Azalea Minor**

Silla de posicionamiento **especialmente diseñada para usuarios de talla pequeña.**

- Ancho de asiento: 340 mm.
- Chasis reducido (- 30 mm).
- Ruedas traseras 16", 22", 24".



Rea **Azalea Alta**

Silla de posicionamiento especialmente **diseñada para usuarios altos** (a partir de 185 cm). Altura de asiento: 50 cm. profundidad de asiento ajustable 48-55 cm. Incluye extensión de chasis como estándar.

- Ruedas traseras 16", 22", 24".



Rea **Azalea Base**

Chasis preparado para recibir un **asiento especial (Matrix, asiento moldeado, etc.)**

- Anchos de asiento: 340, 390, 440, 490 mm.
- Ruedas traseras: 16", 22", 24".




Rea **Azalea Max**

Silla de posicionamiento **especialmente diseñada para usuarios de peso elevado** (hasta 180 kg).

- Anchos de asiento: 550, 660 mm.
- Ruedas traseras: 16", 22", 24".

## Color chasis



## Color tapizado

